



### Leistungsmerkmale und Vorteile

- Integrierte Dichstzprüfungs-Übungsprotokolle
- Schulung von Atemschutzmaskenbenutzern mit der Dichstzprüffaktor-Anzeige in Echtzeit
- Datenbankpflege
  - Speichern von Datenbanken auf einem Remote-Server
  - Gleichzeitiger Zugriff auf Datenbanken von mehreren Installationen der FitPro-Software
  - Sicherung und Wiederherstellung von Datenbanken
  - Pflege separater Datenbanken für verschiedene Kunden, Abteilungen, Einrichtungen usw
  - Konvertierung der FitPlus v3-Datenbanken in das FitPro-Format
  - Verschieben von Datensätzen zwischen Datenbanken
  - Aufteilung/Zusammenführung von Datenbanken
- Anwenderspezifische Umbenennung von Datenbankfeldern
- Ausdrucken von verbesserten Berichten, einschließlich eines Überfälligkeitsberichts
- Export von Daten in eine Excel® Kalkulationstabelle oder CSV-Datei

### FitPro™ Dichstzprüfungs-Software für die Atemschutzmasken-Dichstzprüfgeräte PORTACOUNT® PRO und PORTACOUNT® PRO+

FitPro-Dichstzprüfungs-Software vereinfacht die Dichstzprüfung und macht sie kinderleicht. Das Programm ist im Lieferumfang von allen Atemschutzmasken-Dichstzprüfgeräten PORTACOUNT Pro und PORTACOUNT PRO+ enthalten und führt Sie schrittweise durch das Dichstzprüfprotokoll. Sie können keine Fehler machen. Die Ergebnisse Ihrer Dichstzprüfung werden in einer Datenbank gespeichert, die die einfache Erstellung von Berichten, das Abrufen der Daten und die Überprüfung auf Einhaltung von behördlichen Vorschriften ermöglicht.

### Computeranforderungen

- Windows® XP (SP 2), Vista® (SP 1)
- 1 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- CD-ROM-Leser
- 1 verfügbarer USB-Port



## Technische Daten

## Kartendrucker Modell Nr. 8907

## Hersteller

Fargo Electronics

## Kartengröße

86 mm x 54 mm CR-80

## Kapazität der Kartenzuführung

100 Karten (30 mil)

## Kapazität des Kartenauswurfs

30 Karten (30 mil)

## Farben

Bis zu 16,7 Millionen<sup>1</sup>

## Abmessungen (HxBxT)

178 mm x 267 mm x 190 mm

## Computerschnittstelle

USB 1.1 (USB 2.0-kompatibel)

## Druckverfahren

Farbstoffsublimation/Resin-Thermotransfer

## Druckgeschwindigkeit

Monochrom: 7 Sekunden pro Karte / 514 Karten pro Stunde (K)  
 Farbe: 27 Sekunden pro Karte / 133 Karten pro Stunde (YMCKO)<sup>1</sup>

## Auflösung

300 dpi (11,8 Punkte/mm)

## Netzanforderungen

100–240 V Wechselspannung, Auto-Sensing, 3,3 A, 50/60 Hz

<sup>1</sup>FitPro-Software unterstützt keine Farbe. Drucker wird mit schwarzem Band geliefert.

Lizenziert gemäß US-Patent-Nr. 5,117,190 und anderen Patenten vom Commissariat à L'Energie Atomique, Frankreich. US-Patent-Nr. 6,125,845. Weitere Patente anhängig.

TSI, das TSI-Logo und PORTACOUNT sind Marken von TSI Incorporated.  
 Microsoft, Excel, Windows und Windows Vista sind Marken von Microsoft Corporation.



## Dichstzprüfungs-Kartendrucker Modell Nr. 8907 für die Atemschutzmasken-Dichstzprüfgeräte PORTACOUNT® PRO und PORTACOUNT® PRO+

Sie können Ihr Atemschutzmaskenprogramm verbessern und Mitarbeiter schützen, indem Sie individuelle Dichstzprüfkarten für jeden Mitarbeiter ausdrucken. Der Kartendrucker – zusammen mit Ihren Atemschutzmasken-Dichstzprüfgeräten PORTACOUNT® PRO bzw. PORTACOUNT® PRO+ und der FitPro-Dichstzprüfungs-Software – druckt automatisch hochauflösende (300 dpi) Karten in weniger als zehn Sekunden aus. Der Drucker ist robust, zuverlässig und bedienerfreundlich.

## Leistungsmerkmale und Vorteile

- Ausdrucken von Dichstzprüfkarten
- Erleichtert Prüfungen von Atemschutzmasken am Arbeitsplatz
- Bestätigung, dass Mitarbeiter korrekte Masken verwenden
- Eliminiert jegliche Verwirrung, welche Mitarbeiter welche Masken verwenden
- Bestätigung, dass die letzte Dichstzprüfung des Mitarbeiters auf dem Laufenden ist
- Sicherstellung der korrekten Maskenausgabe von Geschäften
- Beseitigung des Problems, dass Atemschutzmasken an unqualifizierte Mitarbeiter ausgegeben werden



**TSI Incorporated** - 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126-3996 USA

USA	Tel.: +1 800 874 2811	E-Mail: info@tsi.com	Website: www.tsi.com
GB	Tel.: +44 149 4 459200	E-Mail: tsiuk@tsi.com	Website: www.tsiinc.co.uk
Frankreich	Tel.: +33 491 95 21 90	E-Mail: tsifrance@tsi.com	Website: www.tsiinc.fr
Deutschland	Tel.: +49 241 523030	E-Mail: tsigmbh@tsi.com	Website: www.tsiinc.de
Indien	Tel.: +91 80 41132470	E-Mail: tsi-india@tsi.com	
China	Tel.: +86 10 8260 1595	E-Mail: tsibeijing@tsi.com	



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.  
 (VERTRAUEN. WISSENSCHAFT. INNOVATION.)

Detailliertere Angaben finden Sie auf unserer Website [www.tsi.com](http://www.tsi.com), oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Distributor.